KERN 315-404-301

Safety Set 1 g (F2); 10 g (M1)



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	315-404-301
Modell-Reihe	SafetySets
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761245464
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Messsystem	
Nenngewichte, inklusive	1 g (F2); 10 g (M1)
Nennwert	1 g & 10 g
OIML-Klasse	F2;M1

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-400-600

Funktionen

Standard


1 DAY