
KERN TVO 1000N500S-LD

Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	TVO 1000N500S-LD
Model-Serie	TVO-LD
Assortment	Appareils de test et de mesure
Segment	Mesure de la force
Groupe de produits	Bancs d'essai (motorisés)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761363069
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	90249000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Max. Force	1 kN

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	980×405×265 mm
Filets de montage	5x trous taraudés M6

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	LED

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Unité d'alimentation électrique
Input voltage power supply / max. current	230 V AC, 50 Hz
Prise de courant pour l'unité d'alimentation	Câble d'alimentation froid
Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection

Données techniques - Système de mesure	
Traversing speed - min.	1 mm/min
Traversing speed - max.	500 mm/min
Max. Travel distance	500 mm

Caractéristiques techniques - Fonctions	
Electrical limit switches	Yes
Repeat function	Yes
Speed display	Yes

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	470×370×1.150 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	36 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant d'emballage - par poids - bois	14 kg
Délai de livraison	2 d

Les fonctions

Standard

