KERN OIV 254

Die digitale Komplettlösung für gesteigerten Arbeitskomfort bei Dauerbeobachtungen in der Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OIV 254
Modell-Reihe	OIV-2
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Video-Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761248946
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	90118000
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Axial
Objektive	0,7x - 5x
Beleuchtung	2W LED (Auflicht)
Kameraauflösung	2 MP
Sensortyp	CMOS
Größe des Sensors	1/2"

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Standtyp	Mechanisch
Fläche des Ständers	320×260 mm
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	4,18 mm
Gesichtsfeld max.	29,82 mm
Arbeitsabstand	105 mm
Probenhöhe max	100 mm
Schnittstellen	HDMI;USB-Device
Anwendbare Software	Integrierte Kamerasoftware
Abmessungen (B×T×H)	320×260×483 mm

Technische Daten - Anzeige	
Typ der Anzeige	LCD
Größe des Bildschirms	12"
Bildschirmauflösung	1.920 x1.080 HD
Neigung des Displays	-5° - 15°

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Tischnetzteil (nicht trennbar, ohne Schutzkontakt)
Eingangsspannung	110 - 220 V
Netzstecker	Innen Plus, Außen Minus
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×430×350 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.180 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	97 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	749 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	2 W
Dimmbar	Auflicht

Funktionen

Standard

