KERN MBH 15K-3

Pèse-bébé portatif pour peser tranquillement et en toute sécurité les nourrissons dans le hamac



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MBH 15K-3
Model-Serie	MBH
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébés
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761503465
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	10 kg;15 kg
Lecture	0,005 kg;0,01 kg

Données techniques - Construction	
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	101×25×203 mm
Boîtier du matériau	Plastique
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	2×15 V AAA
Temps de fonctionnement	100 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,03 kg
Poids d'ajustement recommandé	10 kg (M1)
Répétabilité	0,01 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	90 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×150×70 mm
Poids brut	0,45 kg
Poids net	0,20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	690 g

KERN MBH 15K-3

Pèse-bébé portatif pour peser tranquillement et en toute sécurité les nourrissons dans le hamac

Composant de l'emballage - par poids - plastique	2 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	77 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128H

Les fonctions

Standard

