
KERN ALJ 200-5DA

Analysenwaage mit hohem Wägebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ALJ 200-5DA
Modell-Reihe	ALJ
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761242944
Vorgängermodell	ALJ 200-5DA-2.020a
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	82 g;220 g
Ablesbarkeit	0,00001 g;0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,00004 g;0,0001 g
Linearität	± 0,0001 g;0,0002 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	172×185×245 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	210×340×330 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	160×170×225 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	Länder-abhängig
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,0001 g;0,0002 g
Mindestgewicht (USP)	80 mg
Ablesbarkeit	0,00001 g;0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,00004 g;0,0001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	10 s;6 s
Anwärmzeit	8 h; 8 h
Wägesystem	Kraftkompensation

KERN ALJ 200-5DA

Analysenwaage mit hohem Wägebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion

Wägeeinheiten	Ct;dwt;g;gn;lb;mg;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)
Karat - maximale Kapazität	410 ct; 1.100 ct
Karat - Ablesung	0,0001 ct; 0,001 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	520×420×535 mm
Bruttogewicht	9 kg
Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2,15 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	2.200.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	0,1 mg
Minimales Stückgewicht	1 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-101

Funktionen

Standard



Option

