



KERN MPB-P



KERN MPB





Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Pèse-personne avec fonction IMC


Caractéristiques

- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : Pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Support mural de série pour montage mural de l'afficheur, modèles sans colonne uniquement
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
- Option: 1 Toise mécanique à fixer à la balance, plage de mesure 60 cm – 205 cm, partage 0,1 cm, voir internet

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm
- KERN MPB: Longueur du câble afficheur env. 1,2 m
- Dimensions totales L×P×H
  KERN MPB: 315×300×60 mm
  KERN MPB-P: 315×450×1000 mm
  (colonne incluse)
- Fonctionnement sur piles possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu'à 170 h
- Bloc d'alimentation externe de série

DE SÉRIE



Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Plateau L×P×H mm	Poids net env. kg
MPB 300K100	300	0,1	315×300×60	4,6
MPB 300K100P	300	0,1	315×300×55	7