KERN ORA 80BE

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 80BE
Modell-Reihe	ORA-E
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761160149
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Brix
Skala Bereich	0 % - 50 % 50 % - 80 %

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	180×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,5 % 0,5 %

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×95×65 mm
Bruttogewicht	0,85 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	842,4 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	50,0175 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,84275 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Funktionen

Standard



Option

