
KERN ADT 100-4

Analysenwaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ADT 100-4
Modell-Reihe	ADT
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481848
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	120 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,0003 g
Linearität	± 0,0003 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	201×220×256 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	174×162×228 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,0003 g
Mindestgewicht (USP)	600 mg
Ablesbarkeit	0,0001 g
Empfohlenes Justiergewicht	100 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,0003 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	8 h
Wägesystem	Kraftkompensation
Wägeeinheiten	Ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;mg;N;oz;ozt;tl (Tw)

KERN ADT 100-4

Analysenwaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	25 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×510×570 mm
Bruttogewicht	9 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,2 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1,2 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	120.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-101

Funktionen

Standard



Option

