KERN MBA-A01

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MBA-A01
Modell-Reihe	MBA
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Körpergröße Messung
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761216327
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Messbereich	80 cm
Ablesung	0,1 cm

Technische Daten - Messsystem	
Messbereich	80 cm
Ablesung	0,1 cm
Min Länge	30 cm
Gerätetyp	Mechanischer Tisch
Toleranz Länge	5 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	685×302×115 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	320 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	320 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
MPG-Klasse	1m
GMDN-Code	37001

Funktionen

Standard


1 DAY