# KERN 304-07

Gewichtssatz, E1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 304-07 |
| Modell-Reihe | 304 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML E1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761002593 |
| Geplanter Starttermin | 2004-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 1 g - 2 kg |
| Gehäuse Holz | 313-070-100 |
| Gewichtsset Koffer | Im Holzetui |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
| Ist Gewichtsset | Yes |
| Anzahl der Gewichte im Set | 15 |
| Art des Gehäuses | Im Holzetui |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nominalwert | 1 g - 2 kg |
| OIML-Klasse | E1 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 305×190×140 mm |
| Bruttogewicht | 10 kg |
| Nettogewicht | 10 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-220 |

## Funktionen

| |
|---|
| Standard |

# KERN 304-07

Gewichtssatz, E1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

1 DAY

## Option

DAkkS