KERN 304-02

Gewichtssatz, E1, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	304-02
Modell-Reihe	304
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761002548
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 50 g
Gehäuse Holz	313-020-100
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	8
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g - 50 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×140×65 mm
Bruttogewicht	0,80 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-215

Funktionen

Standard

KERN 304-02

Gewichtssatz, E1, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS