KERN 346-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block, Edelstahl



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	346-07
Modell-Reihe	346-0
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761117136
Geplanter Starttermin	2010-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	500 mg
Gehäuse Aluminium	346-070-600

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	193×96×117 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	1.389

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	193×96×117 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-644

Funktionen

Standard

KERN 346-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block, Edelstahl



Option

