
KERN EWJ 300-3H

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EWJ 300-3H
Modell-Reihe	EWJ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761475380
Vorgängermodell	EWJ 300-3H-2.024a
Geplanter Starttermin	2024-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	300 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Linearität	± 0,005 g
Minimales Stückgewicht	20 mg
Wägefläche (d)	80 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	220×340×321 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	80 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	80 mm
Material Windschutz	Kunststoff,Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	6,5 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	57 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem

KERN EWJ 300-3H

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,005 g
Mindestgewicht (USP)	6 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	300 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×275×410 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	3,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	563 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	151 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	150.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	2 mg
Minimales Stückgewicht	20 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option



Factory

