KERN 307-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	307-01
Modell-Reihe	307
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761314184
Vorgängermodell	307-1-2.021a
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g
Toleranz (OIML)	0,01 mg
Gehäuse Aluminium	317-010-600
Gehäuse Kunststoff	317-020-400
Gehäuse Holz	317-010-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,01 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,125

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-231

Funktionen

Standard

KERN 307-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert



Option

