


SAUTER 289



SAUTER 287



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

Merkmale

- Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
- Newtonskala: Die Serie SAUTER 289 verfügt über eine Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zugkräften
- Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
- Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
- Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
- Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar

Technische Daten

- Messgenauigkeit: ± 0,3 % von [Max]
- Tarierbereich: 20 % von [Max]

STANDARD 1 DAY OPTION ISO

Modell	Messbereich	Teilung	Lastaufnahme	1 Maße			Option
				Lmin	Lmax	ø	**Werkskalibrierschein**
	[Max]	[d]					
SAUTER	N	N		mm	mm	mm	KERN
289-100	1	0,01 | 0,05	Haken	230	335	12,2	961-161O
289-102	5	0,05 | 0,5	Haken	230	335	12,2	961-161O
289-104	10	0,1 | 0,5	Haken	235	335	12,2	961-161O

Modell	Messbereich	Teilung	Lastaufnahme	1 Maße			Option
				Lmin	Lmax	ø	**Werkskalibrierschein**
	[Max]	[d]					
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
287-100	10	0,1	Klammer	225	330	12,2	961-100
287-102	20	0,2	Klammer	225	330	12,2	961-100
287-104	50	0,5	Klammer	225	330	12,2	961-100
287-106	100	1	Klammer	225	330	12,2	961-100
287-108	500	5	Klammer	225	330	12,2	961-100
287-110	1000	10	Klammer	225	330	12,2	961-100