KERN 326-096

Gewichtssatz, F1, 1 g - 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	326-096
Modell-Reihe	326-0.6
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224070
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 10 kg
Gehäuse Aluminium	314-090-600
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Bruttogewicht	28 kg
Nettogewicht	24 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	4.020 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-422

Funktionen

Standard

KERN 326-096

Gewichtssatz, F1, 1 g - 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS