
KERN PDT 2000-2

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PDT 2000-2
Modell-Reihe	PDT
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481985
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	2.200 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	1 g
Wägefläche (d)	185×185 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	185×185 mm
Wägefläche (d)	185×185 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,03 g
Mindestgewicht (USP)	60 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (F1)
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %

Maximale Betriebstemperatur	25 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×470×340 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	3,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	22.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg
Minimales Stückgewicht	1 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

