
KERN 328-07

Milligrammgewicht, F1, 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	328-07
Modell-Reihe	T328-A
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761240377
Vorgängermodell	328-7-2.019a
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	100 mg
Toleranz (OIML)	0,05 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-600
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	8,5×8,5×4 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	0,0116

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8,5×8,5×4 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-457

KERN 328-07

Milligrammgewicht, F1, 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS