KERN MCC 250K100M

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung. Positionsnummer im Hilfsmittelnummerverzeichnis: 21.99.01.1001 (nur in Deutschland gültig)



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MCC 250K100M
Modell-Reihe	MCC
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Stuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192966
Vorgängermodell	MCC 250K100M-2.017a
Nachfolgemodell	MCC 250K100NM
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	250 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Wägefläche (d)	390×360 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	390×360 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	625×979×956 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	40 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	200 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	0,1 kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

KERN MCC 250K100M

Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung. Positionsnummer im Hilfsmittelnummerverzeichnis: 21.99.01.1001 (nur in Deutschland gültig)

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.080×690×1.080 mm
Bruttogewicht	36 kg
Nettogewicht	22 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	6,84 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	170 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	6,71 g
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m
CND-Code	V0399
GMDN-Code	33255

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Factory

