KERN ORA 1WA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORA 1WA
Modell-Reihe	ORA-W
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761483026
Vorgängermodell	ORA 1WA-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Brix Oechsle KMW (Babo)
Skala Bereich	0 % - 32 % 0 °Oe - 140 °Oe 0 °KMW - 25 °KMW
ATC	Yes

Technische Daten - Konstruktion	
Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	212×910×60 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,2 % 1 ° Oe 0,25 °KMW

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Funktionen

Standard



Option

