

OBE-1 + ODC 825/832



OBE-1 + ODC 241

Nos microscopes à lumière transmise polyvalents, solution numérique complète pour les écoles et les labos

Caractéristiques

- Les microscopes de laboratoire des séries OBE sont également disponibles en tant que solution numérique complète pour vos examens en direct. Au choix avec caméra tablette ou caméra à monture C montée. L'adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
- La caméra tablette KERN ODC 241 montée a été développée spécialement pour l'observation simple, pratique et directe de l'échantillon à l'écran. Convient parfaitement aux écoliers et aux étudiants en formation ou pour la démonstration en laboratoire
- La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
- La livraison comprend une housse de protection, des oeillettons ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristiques techniques

- Système optique finie DIN
- Revolver à 4 objectifs
- Butterfly incliné à 30°
- Compensation dioptrique d'un côté
- Oculaire : HWF 10x/Ø 18 mm
- Qualité des objectifs : Achromatique
- Objectifs OBE 124 : 4x/10x/40x
- Objectifs OBE 134 : 4x/10x/40x/100x
- Éclairage : LED 3W (lumière transmise)
- Dimensions totales L×P×H 360×150×390 mm
- Poids net env. 6 kg

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article

Modèle	Caméra inclus	Caméra Résolution	Caméra Interface	Caméra Framerate	Caméra Capteur
KERN					
OBE 124C825 **OBE 134C825**	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OBE 124C832 **OBE 134C832**	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OBE 124T241 **OBE 134T241**	ODC 241	5 MP	WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"