KERN MCD 300K-1

Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MCD 300K-1
Modell-Reihe	MCD
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Stuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761202030
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Wägefläche (d)	390×360 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	390×360 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	625×990×985 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	40 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	0,1 kg

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.070×690×1.080 mm
Bruttogewicht	36 kg

KERN MCD 300K-1

Mobile Stuhlwaage in ergonomisch optimierter Ausführung für sicheres und bequemes Wiegen

Nettogewicht	22 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	5,85 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	400 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	7,15 g
Lieferzeiten	2 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard

