

KERN MPK

KERN MPL







Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Pèse-personne à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique

Caractéristiques

- Ce pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour la gériatrie, le secteur paramédical, les clubs de sport ou les particuliers, y compris pour des mesures d'obésité allant jusqu'à 250 kg
- KERN MPL: Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- KERN MPL: Fonction de tare pour la mise à zéro de la balance
- Conversion d'unités possible entre kg et lb
- 1 Construction particulièrement plate pour faciliter l'accès
- Plateau en verre stable pour une bonne tenue et une utilisation confortable
- Hygiénique et facile à nettoyer
- 2 Grand écran LCD pour une lecture aisée
- 2 Grâce à la colonne fixé à la balance, l'afficheur est simple à utiliser et la valeur de pesée est facile à lire même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Grande simplicité d'utilisation : Toucher – monter dessus – lire le poids
- Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
- 3 Livraison dans un emballage design

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
- Dimensions plateforme L×P×H 350×350×45 mm
- Dimensions totales L×P×H 350×420×955 mm (colonne incluse)
- Fonctionnement sur piles de série, 4×1.5 V AA, autonomie jusqu'à 100 h
- Poids net env. 3,8 kg

DE SÉRIE



Modèle	Portée	Lecture
KERN	[Max] kg	[d] kg
MPK 200K-1P	250	0,1
MPL 200K-1P	250	0,1