KERN 326-36

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Block, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	326-36
Modell-Reihe	326-3
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232877
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	25 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	Nicht verfügbar

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	150×68×96 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×68×96 mm
Bruttogewicht	5,0 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-443

Funktionen

Standard

KERN 326-36

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Block, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS