KERN EFS 2000-0S05

Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht – einfache Bedienung, platzsparend stapelbar



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EFS 2000-0S05
Modell-Reihe	EFS
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761274273
Vorgängermodell	EMB 2.000-0SS5
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	2.200 g
Ablesbarkeit	1 g
Reproduzierbarkeit	1 g
Linearität	± 3 g
Wägefläche (d)	134×127 mm
Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (M1)

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	145×205×46,5 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	134×127 mm
Wägefläche (d)	134×127 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	200 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 3 g
Ablesbarkeit	1 g
Empfohlenes Einstellgewicht	2 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;gn;lb;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C


Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×200×70 mm
Bruttogewicht	3,0 kg
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.240 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127S05.

Funktionen

Standard



Option

