KERN OZL 474

Der flexible und günstige Allrounder mit flexiblem Auflicht für Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZL 474
Modell-Reihe	OZL-47
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761356696
Geplanter Starttermin	2023-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objektive	0,7x - 4,5x
Beleuchtung	3W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Säule
Fläche des Ständers	290×240 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	4,4 mm
Gesichtsfeld max.	28,6 mm
Arbeitsabstand	105 mm
Abmessungen (B×T×H)	300×240×420 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	452×414×290 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	4,2 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.761,11 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	32,24 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	219,635 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	3 W
Dimmbar	Auflicht

Funktionen

Standard

