KERN 317-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	317-03
Modell-Reihe	317
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761312517
Vorgängermodell	317-3-2.020a; 317-3-2.022i
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	5 g
Toleranz (OIML)	0,05 mg
Gehäuse Aluminium	317-030-600
Gehäuse Kunststoff	317-030-400
Gehäuse Holz	317-030-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	5 g
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,05 mg
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	0,625

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×15 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-333

Funktionen

Standard

KERN 317-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS