KERN 326-01

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 g, Forme Eco, inox poli



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	326-01
Model-Serie	326
Assortment	Balances
Segment	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761247222
Modèle prédécesseur	326-1-218a; 326-1-2.025a; 327-61; 329-1
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Valeur nominale	1 g
Tolérance (OIML)	0,1 mg
Boîtier aluminium	317-010-600
Boîtier plastique	347-030-400
Caisse en bois	317-010-100

Données techniques - Construction	
Matériau	Inox poli

Données techniques - Système de mesure	
Nominal value	1 g
Classe OIML	F1
OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	0,1 mg
Density (kg/m³)	7.960
Volume (cm³)	0,125

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	10×10×20 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	962-431

Les fonctions

Standard

KERN 326-01

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 g, Forme Eco, inox poli

1 DAY

Option

DAkkS