
KERN 346-86

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	346-86
Modell-Reihe	T3x6-8
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761361782
Vorgängermodell	346-86-2.020a; 346-86-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	IN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	155×78×84 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.100
Volumen (cm³)	704,2254

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×85×93 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	100 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-643

Funktionen

Standard

KERN 346-86

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert



Option

