KERN PBS 620-3M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wägesystem



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PBS 620-3M
Modell-Reihe	PBS
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761094437
Nachfolgemodell	PBS 600-3
Geplanter Starttermin	2008-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	620 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,002 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	108×105 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	209×322×78 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Aluguss
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	108×105 mm
Wägefläche (d)	108×105 mm
Material Windschutz	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,002 g
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	600 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Anwärmzeit	4 h

KERN PBS 620-3M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wägesystem

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	372×585×270 mm
Bruttogewicht	4,2 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,517 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	620.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-103

Funktionen

Standard



Option

