KERN MGD 200K-1L

Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MGD 200K-1L
Model-Serie	MGD
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personnes
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761202092
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	380×330×27 mm

Données techniques - Construction	
Surface de pesée (d)	380×330 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	380×330 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	380×330×27 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	50 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	3x 1,5V AAA
Temps de fonctionnement	100 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement impossible
Linéarité	± 1,35 kg
Lecture	0,1 kg
Répétabilité	1,35 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	410×352×43 mm
Poids brut	2,8 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	23 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	435 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	7 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard

