

OSE 409



OZL 961/963



OZM 902/903



OZM 922/923

Ensembles de microscopes stéréoscopiques prédéfinis avec support universel ECO et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

Caractéristiques

- OSE 409: Le microscope stéréo KERN OSE 409 est robuste, stable et facile d'utilisation, pour toutes les applications habituelles à l'école, dans les ateliers et les établissements de formation.
- OZL-9/OZM-9 : Les kits déjà configurés, sont composés d'une tête de microscope binoculaire, d'un support universel, d'un dispositif de maintien, d'un anneau lumineux ainsi que d'une housse de protection de notre assortiment
- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'eviter de faire vous même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope

Modèle	Tête de microscope		Support	Support	Éclairage
KERN	Tube	Objectif Zoom			
OSE 409	Binoculaire (WF 10x/ Ø 20 mm)	1x (WD: 230 mm)	Bras pivotant avec socle bloquant	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	3 W LED à col-de-cygne (intégré)
OZL 961	Binoculaire (OZL 461)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)
OZL 963	Trinoculaire (OZL 462)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)
OZM 902	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque (OZB-A1201)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)
OZM 903	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Bras télescopique avec plaque (OZB-A1201)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)
OZM 922	Binoculaire (OZM 546)	0,7x - 4,5x	Double bras à roulement à billes avec plaque (OZB-A1203)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)
OZM 923	Trinoculaire (OZM 547)	0,7x - 4,5x	Double bras à roulement à billes avec plaque (OZB-A1203)	Avec vis macrométrique Force de torsion réglable pour le volant (OZB-A5301)	Éclairage circulaire LED 4,5 W (OBB-A6102)