KERN EFS 200-1

Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht – einfache Bedienung, platzsparend stapelbar



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EFS 200-1
Modell-Reihe	EFS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Handelsstückliste nelement;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761252912
Vorgängermodell	EMB 200-1S
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	220 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,3 g
Wägefläche (d)	134×127 mm
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (M2)

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	145×205×46,5 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	134×127 mm
Wägefläche (d)	134×127 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	200 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,3 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Empfohlenes Einstellgewicht	200 g (M2)
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;gn;lb;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %


Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×200×70 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,45 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	85 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	85 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

