KERN 308-37

Milligrammgewicht, E1, 100 mg, Draht, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	308-37
Modell-Reihe	T308-3.-B
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761481022
Vorgängermodell	308-37-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	100 mg
Toleranz (OIML)	0,005 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-600
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	9×9×0,8 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,0125

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	9×9×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-257

KERN 308-37

Milligrammgewicht, E1, 100 mg, Draht, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS