
KERN DLB 60-4A

Dessiccateur avec affichage graphique intuitif, particulièrement adapté aux granulés plastiques



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DLB 60-4A
Model-Serie	DLB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761492752
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 g
Lecture	0,0001 g
Répétabilité	0,0001 g

Données techniques - Construction	
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	100 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	11 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Tension d'entrée	220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0006 g
Capacité de mesure [Max]	160 °C
Poids minimum (USP)	200 mg
Lisibilité (humidité)	0,001%
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	4 s
Plage de tarage	60 g
Temps de préchauffage	4 h

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	70 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	45 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	420×310×370 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	4,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	800 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité

Température de séchage minimale	35 °C

Services en option

DAkkS Calibrage	963-103
Étalonnage de la température ISO	964-305

Les fonctions

Standard



Option

