KERN PWS 800-2

Balance de précision haute résolution en inox avec protection IP



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PWS 800-2
Model-Serie	PWS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761311275
Modèle successeur	PWS 800-2-2.027e
Date de début prévue	2023-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	JP

Données techniques - Primaire	
Portée Max	820 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	± 0,01 g
Poids minimum de la pièce	100 mg
Surface de pesée (d)	140 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	310×205×85 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Inox
Weighing surface (d)	140 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	140 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16,5 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,01 g
Poids minimum (USP)	20 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	200 g (F2); 500 g (F2)
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s

Plage de tarage	820 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	408×315×220 mm
Poids brut	3,4 kg
Poids net	2,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	905 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard



Option



Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	82.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	10 mg
Poids minimum de la pièce	100 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127