KERN MPS 200K100M

Stilvolle Personenwaage mit BMI-Funktion



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPS 200K100M
Modell-Reihe	MPS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192812
Vorgängermodell	MPS 200K100M-2.016a
Nachfolgemodell	MPF 200K-1M; MPF 200K-1SM
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	200 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	275×295×58 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	50 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	14 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	200 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Messbereiche Höhenmeter	70-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-200cm @ 0,1cm ± 1cm

KERN MPS 200K100M

Stilvolle Personenwaage mit BMI-Funktion

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×510×110 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	320 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.280 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m
CND-Code	V0399
GMDN-Code	38211

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option

