
KERN PDS 10K-5

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PDS 10K-5
Modell-Reihe	PDS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761484788
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	10.200 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	1 g
Wägefläche (d)	185×185 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	185×185 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Mindestgewicht (USP)	60 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (E2)
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	5 s
Anwärmzeit	8 h

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	25 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×470×340 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,4 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1,4 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	102.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-104

Funktionen

Standard



Option

