KERN MBC 15K2DM

Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MBC 15K2DM
Model-Serie	MBC
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébés
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192935
Modèle prédécesseur	MBC 15K2DM-2.017a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6 kg;15 kg
Lecture	0,002 kg;0,005 kg
Valeur de vérification (e)	0,002 kg;0,005 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	600×276 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	600×276 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	600×410×112 mm
Boîtier du matériau	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,002 kg;0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,002 kg;0,005 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	480×654×177 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	301 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,204 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification


Charge minimale (Min)	0,04 kg;0,1 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m
Code CND	Z12080402
Code GMDN	35324

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-128.

Les fonctions

Standard



Option



Factory

