
KERN ACS 100-4

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ACS 100-4
Modell-Reihe	ACS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761235694
Vorgängermodell	ABS 120-4N
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	120 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,0002 g
Linearität	± 0,0003 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	201×220×256 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	213×333×338 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	174×162×227 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0003 g
Mindestgewicht (USP)	400 mg
Ablesbarkeit	0,0001 g
Empfohlenes Justiergewicht	100 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,0002 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	8 h
Wägesystem	Single Cell

KERN ACS 100-4

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem

Wägeeinheiten	Bat;ct;dwt;ffa;g;gn;m;mg;momm;oz;ozt;PCS;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)
Karat - maximale Kapazität	600 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	20 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	392×570×520 mm
Bruttogewicht	9 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.372,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.372,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	120.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-101

Funktionen

Standard



Option

