KERN 326-37

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Block, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	326-37
Modell-Reihe	326-3
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232860
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	50 mg
Gehäuse Aluminium	346-070-600
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	Nicht verfügbar

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	193×96×117 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	193×96×117 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-444

Funktionen

Standard

KERN 326-37

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Block, Edelstahl poliert



Option

