KERN MWS 300K-1LM

Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MWS 300K-1LM
Modell-Reihe	MWS
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Rollstuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192881
Vorgängermodell	MWS 300K-1LM-2.016a
Nachfolgemodell	MWN 300K-1LM
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	800×1.200 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	800×1.200 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	1.506×920×68 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	50 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	14 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	45 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg

KERN MWS 300K-1LM

Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	0,1 kg

DAkkS Kalibrierung	963-129

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.650×1.008×123 mm
Bruttogewicht	55 kg
Nettogewicht	42 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	6,5 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	6,5 kg
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m
CND-Code	V0399
GMDN-Code	15053

Optionale Dienstleistungen

Funktionen

Standard



Option

