
KERN MWC 600K-1

Mobile Rollstuhlwaage mit Handgriffen und Rollen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MWC 600K-1
Modell-Reihe	MWC
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Rollstuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761482869
Vorgängermodell	MWB 300K-1
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	800×800 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	800×800 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	1.100×1.000×80 mm
Material Gehäuse	Stahl, pulverbeschichtet
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	60 h
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,6 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	600 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	1 kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.135×1.050×200 mm
Bruttogewicht	65 kg
Nettogewicht	40 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	22 kg
Lieferzeiten	2 d

Funktionen

Standard

