KERN 347-022-005

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-022-005
Modell-Reihe	347-Korb
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761225015
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	1 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	640×340×440 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	2.516

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.000×500×500 mm
Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-645

Funktionen

Standard

KERN 347-022-005

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1

