KERN PBJ 8200-1M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PBJ 8200-1M
Modell-Reihe	PBJ
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761206854
Vorgängermodell	PBJ 8.200-1M-2.017a
Nachfolgemodell	PBJ 8.000-1M
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	8.200 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,2 g
Minimales Stückgewicht	1 g
Wägefläche (d)	180×190 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	210×330×78 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Aluguss
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	180×190 mm
Wägefläche (d)	180×190 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,2 g
Mindestgewicht (USP)	200 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	1,2 s
Anwärmzeit	120 min

KERN PBJ 8200-1M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	370×455×265 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,517 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	82.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg
Minimales Stückgewicht	1 g

Technische Daten - Verifizierung	
Mindestlast (Min)	5 g

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

