


NEW



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Brechungsindex-Messung für Apotheken, Labore und die Industrie

Merkmale

- Das KERN ORT 1RS ist ein universelles, analoges Abbe-Refraktometer mit Thermometer
- Dieses Refraktometer zeichnet sich durch seine Robustheit und seine einfache Handhabung aus, was eine effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag gewährleistet
- Es sind flüssige, feste sowie pastöse Proben auswertbar
- Die integrierten Skalen ermöglichen den Einsatz in vielen Anwendungsbereichen und bieten die bestmöglichste Sicherheit, um die Messergebnisse genau ablesen zu können
- Im Lieferumfang enthalten:
  - Kontaktflüssigkeit
  - Kalibrierblock
  - Schraubenzieher
  - digitales Thermometer (inkl. Batterie)

Technische Daten

- Messtemperatur: 20 °C
- Gesamtabmessungen B×T×H 180×90×240 mm
- Nettogewicht ca. 1,8 kg

Anwendungsgebiet

- Zuckerindustrie (Rohrzucker)
- Getränkeindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemieindustrie
- Ölindustrie und Raffinerien
- Kosmetikindustrie
- Pharmazie
- Labore
- Ausbildung

STANDARD

1 DAY

Modell	Skalen	Messbereich	Genauigkeit	Teilung
KERN				
ORT 1RS	Brechungsindex	1,3000 nD - 1,7000 nD	0,0002 nD	0,0005 nD
	Brix	0 % - 95 %	0,1 %	0,25 %