KERN OZM 547

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ? Stereomikroskopköpfe



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZM 547
Modell-Reihe	OZB-M
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761183612
Nachfolgemodell	OZP 152
Geplanter Starttermin	2015-2HJ
Zolltarifnummer	90119000
Modell- Status	Yes
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Objektive	0,7x - 4,5x

Technische Daten - Konstruktion	
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Augenabstand (max)	76 mm
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d
Augenabstand (min)	52 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Gesichtsfeld min	32,8 mm
Gesichtsfeld max.	5,1 mm
Arbeitsabstand	110 mm
Probenhöhe max	130 mm
Maximale Auflösung	0,0046 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	290×330×220 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	262,773 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	8,4256 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	254,874 g

Funktionen

Standard

