KERN MBA 10K-3M

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MBA 10K-3M
Modell-Reihe	MBA
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761248854
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	15 kg
Ablesbarkeit	0,005 kg
Eichwert (e)	0,005 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	600×260 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	600×260 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	845×364×145 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	WLAN (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Wägeeinheiten	Kg
Anzahl der Wägebereiche	1
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	690×490×210 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	700 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	700 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Mindestlast (Min)	0,1 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m

Optionale Dienstleistungen


DAkkS Kalibrierung	963-128
Eichung	965-128.

Funktionen

Standard



Option



Factory

