
KERN EIB 500-1

Kompaktwaage für Schule und Industrie



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EIB 500-1
Modell-Reihe	EIB
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481459
Geplanter Starttermin	2026-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	IN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	520 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,2 g
Wägefläche (d)	150 mm
Empfohlenes Justiergewicht	500 g (M1)

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	170×235×50 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl, Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	148 mm

Technische Daten - Anzeige	
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	75 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,2 g
Mindestgewicht (USP)	200 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Empfohlenes Einstellgewicht	500 g (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;gn;lb;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×320×110 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,75 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	720 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	98 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	23 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

