KERN MPD 200K-1EM

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Medizinzulassung, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPD 200K-1EM
Modell-Reihe	MPD
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761183391
Geplanter Starttermin	2016-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	250 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Eichwert (e)	0,2 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	365×490×120 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,2 kg
Ablesbarkeit	0,2 kg
Empfohlenes Justiergewicht	200 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	560×440×190 mm
Bruttogewicht	11 kg
Nettogewicht	9 kg

Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1,2 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	0,2 kg
Mindestlast (Min)	4 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m
CND-Code	V0399
GMDN-Code	38211

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Factory

